



载玻片（防脱片处理）

产品编号：5004

用于组织切片和细胞涂片。

规格

本产品包装规格为 100 片

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C)， 2-8°C 储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期 1 年。

免疫组织化学染色中常见脱片原因

1. 组织固定、脱水、透明不充分；
2. 组织切片过厚；
3. 组织切片有折叠；
4. 过度的热抗原修复(高压、微波、水煮)处理或抗原修复液的 pH 偏高；
5. 操作过程中，冲洗方法不正确等